

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

avseende
rutinmässig kalibrering av temperaturgivare

Inor Process AB intygar härmed:

- att samtliga temperaturgivare med mätelemt av typ Pt100, Pt200, Pt250, Pt500, Pt1000, Ni100 och Ni1000, där så är praktiskt möjligt, genomgår en rutinmässig kalibrering i vätskebad vid rumstemperatur för att verifiera specificerad noggrannhetsklass, t.ex. Klass A enligt DIN IEC 751.
- att temperaturgivare försedda med etikett "Calibrated OK" har godkänts vid ovanstående kalibrering, varvid gräns för godkännande är tillåten avvikelse enligt specificerad noggrannhetsklass $\pm 0,02$ °C.
- att kalibreringen genomförs med mätutrustning, som är spårbar till eller härledd ur nationella normaler, och med en maximal mätosäkerhet av $\pm 0,04$ °C.
- att kalibreringsprotokoll, innehållande respektive temperaturgivares tillverkningsnummer och tillhörande kalibreringsresultat, sparas under en tid av minst två år efter kalibreringstillfället.

OBS!

Vid behov av detaljerat kalibreringscertifikat för specifika temperaturgivare, kontakta vår Kundsupport och meddela de aktuella temperaturgivarnas tillverkningsnummer, enligt givarnas märketikett, så sänder vi protokollen utan kostnad.


Kundsupport:

Telefon: 040-31 25 79

Fax: 040-31 25 70

E-post: lo@inor.se

Inor Process AB



Hans Grané
QA-chef